



AMI | ITALIA

MEDICAL DEVICES



*LINEA
MONITORAGGIO*

A.M.I. ITALIA S.r.l.

Distributore Ufficiale Italia

Via Cupa Reginella, 15/A - 80010 QUARTO, (NA)

Tel. +39 081 8060574 - Fax +39 081 8764769

www.amiitalia.com - info@amiitalia.com



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Monitor multiparametrico portatile

Modello: YK-8000C

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ☆ 6 Parametri standard: ECG, RESP, NIBP, SPO2, 2TEMP, PR/HR – 5 Derivazioni: RA, LA, LL, RL, V
- ☆ Display LCD da 12.1" a colori ad alta risoluzione, ampio angolo di visione
- ☆ Analisi del segmento S-T in tempo reale, rilevamento del pace-maker
- ☆ Indicazione di manipolazione e malfunzionamento
- ☆ Funzione di gestione delle informazioni del paziente
- ☆ Visualizzazione in fase delle forme d'onda ECG a più conduttori
- ☆ Allarmi audio/video a 3 livelli
- ☆ Efficiente resistenza alle interferenze
- ☆ Funzione riproduzione/navigazione per la registrazione della forma d'onda e dei dati monitor
- ☆ Batteria al litio ricaricabile incorporata, 2h di funzionamento dopo la carica completa

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONI

Configurazione standard: Spo2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP

Configurazione opzionale: Nellcor Spo2, 2-IBP, ETCO2, Touch screen, stampante termica integrata

Dimensioni: 30,5 cm x 16,2 cm x 29 cm

Peso: 3,3 kg

ALIMENTAZIONE:

- AC: 100-240v AC, 50/60Hz, potenza massima in ingresso 70VA
- Batteria: 11.1V 2200mAh batteria al litio ricaricabile

CONTENUTO

- 1 dispositivo YK-8000C
- 1 Batteria al litio
- 1 Cavo di alimentazione
- 1 Cavo di messa a terra
- 1 Sonda per Spo2, PR
- 1 Componenti misurazione Pressione sanguigna (per NIBP)
- 1 Cavo ECG (per ECG, RESP)
- 1 Sonda Rilevazione Temperatura